


Anticorpo Monoclonal De Coelho Monomethyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc, Chip, Elisa

Número do item: CM0000379



introdução

mAb de coelho que detecta lisina 9 monometilada da histona H3.1 (P68431) e H3.1t (Q16695). Validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato; prevista ampla faixa. Ideal para pesquisa em epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MonoMethyl-Histone H3-K9
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo monometilado sintético em torno de K9 da histona H3 humana (P68431)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	16 kDa
Envio	Saco de gelo