


Anticorpo Policlonal De Coelho Monomethyl-Histone H3-R17 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000409



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a R17 monometilada da histona H3 humana (Q16695/P68431). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Camundongo, Rato e outras espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMethyl-Histone H3-R17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3Fj; H3C10; H3C11; HIST1H3j; MonoMethyl-Histone H3-R17
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo