


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Monometil-Histona H3-R2 (Q16695/P68431) | Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000265



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para histona H3 monometilada na arginina 2. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA com ampla reatividade cruzada entre espécies (humano, camundongo, rato). Ideal para pesquisa em epigenética e dinâmica da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMetil-Histona H3-R2 Rabbit pAb
Observações/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo monometilado sintético ao redor do R2 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo