


Anticorpo Policlonal De Coelho Monomethyl-Histone H3-R26 - Q16695/P68431 Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000389



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente a Histona H3 monometilada na arginina 26 (Q16695/P68431). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato e prevê uma ampla gama de espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho MonoMethyl-Histone H3-R26
Observações/Apêndice	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R26
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunogénio	Péptido sintético / Um péptido monometilado sintético em torno de R26 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo