

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Monometil-Histona H3-R8 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000404



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MonoMetil-Histona H3-R8 de alta qualidade, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece a histona H3.1t e H3.1 monometilada na arginina 8 de humano, camundongo e rato, com ~15 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra MonoMetil-Histona H3-R8
Observações/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Histona H3-R8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético monometilado ao redor do R8 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo