


Anticorpo Policlonal De Coelho Monomethyl-Histone H4-K20 (P62805) Para Pesquisa Epigenética, Wb/Elisa

Número do item: CM0000274



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Lisina 20 monometilada da histona H4 (P62805). Adequado para WB e ELISA com ampla reatividade cruzada entre espécies. Ideal para estudar a dinâmica de modificações de histonas na regulação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMethyl-Histone H4-K20 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo monometilado sintético em torno da K20 da histona H4 humana (NP_003539.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo