


Anticorpo Pab De Coelho Monometil-Histona H4-K20 (P62805) - Anticorpo De Pesquisa Epigenética Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000356



introdução

O Anticorpo pAb de Coelho MonoMetil-Histona H4-K20 detecta a lisina 20 monometilada na histona H4 (P62805). Policlonal de coelho, validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e reatividade ampla prevista. Ideal para biologia da cromatina e estudos epigenéticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMetil-Histona H4-K20 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMetil-Histona H4-K20
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Um peptídeo sintético monometilado em torno de K20 da histona H4 humana (NP_003529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo