


Anticorpo Pab De Coelho Monomethyl-Histona H4-R3 (P62805) | Anticorpo Pronto Para If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000311



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a arginina 3 monometilada da Histona H4 humana (SWISS P62805). Adequado para IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e outras espécies. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMethyl-Histona H4-R3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; MonoMethyl-Histona H4-R3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Um peptídeo sintético monometilado ao redor de R3 da Histona H4 humana (NP_003529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Intervalo Previsto)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco com gelo