


Anticorpo Policlonado De Coelho Para Monometil-Histona H4-R3 | P62805 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000403



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade que detecta a arginina 3 monometilada da histona H4 humana (SWISS P62805). Validado para Western blot, imunohistoquímica, IF/ICC e ELISA; tem reação cruzada com espécies humanas, de camundongo, de rato e prevê-se que atue em ampla gama de espécies. Apoia a pesquisa epigenética e o desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMetil-Histona H4-R3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; MonoMethyl-Histone H4-R3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo monometilado sintético ao redor da R3 da Histona H4 humana (NP_003529.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humana, Camundongo, Rato, Outras (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo