

Monomethyl-Uhrf1-K385 Coelho Pab (Q96T88) - Anticorpo De Epigenética Para Wb, Db, Elisa

Número do item: CM0000232



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para UHRF1 monometilado em K385 (Q96T88). Validado para Western blot, dot blot e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de metilação de DNA e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MonoMethyl-UHRF1-K385 Coelho pAb
Observações/Apelido	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; MonoMethyl-UHRF1-K385
Espécie	Humano
GeneID (humano)	29128
GeneID	29128
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético monometilado em torno de K385 da UHRF1 humana (NP_001041666.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96T88
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de gelo