

Anticorpo Policlonico De Coelho Monometil-Yap1-K342 (P46937) Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000259



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que reconhece especificamente YAP1 monometilado na lisina 342. Ideal para aplicações de WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Fornece insights sobre a sinalização Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	MonoMetil-YAP1-K342 Rabbit pAb
Observações/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; MonoMethyl-YAP1-K342
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10413
GeneID	10413
Imunógeno	Um peptídeo sintético monometilado ao redor do K342 do YAP1 humano (NP_001123617.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46937
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo