

Anticorpo Monoclonal Camundongo Anti-Humano Cd11B Para Citometria De Fluxo - P11215

Número do item: CM0012060



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo anti-humano CD11b conjugado com validado para citometria de fluxo. Alvo da integrina alfa-M (ITGAM), um receptor de adesão de leucócitos na imunidade inata. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Camundongo anti-Humano CD11b
Observações/Apelidos	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espécie	Humano
GeneID	3684
Imunógeno	Um peptídeo sintetizado derivado do CD11b humano
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso Proteico	127kDa
Envio	Bolsa de gelo