

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Humano Cd11B Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P11215

Número do item: CM0011932



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado a direcionado ao CD11b humano (integrina alfa-M). Adequado para aplicações de citometria de fluxo, reage de forma cruzada com humano. Ideal para pesquisa em imunologia sobre adesão e fagocitose de monócitos/macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Camundongo Anti-Humano CD11b Conjugado a
Observações/Apelido	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espécie	Humano
ID do Gene	3684
Imunógeno	Peptídeo sintético derivado do CD11b humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso Proteico	127kDa
Envio	Em saco de gelo