

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Cd11C Humano Para Fc - P20702

Número do item: CM0011473



introdução

Anticorpo monoclonal de rato direcionado ao CD11c humano (integrina alfa-X), conjugado com . Validado para citometria de fluxo (FC), ideal para estudar a adesão de monócitos e granulócitos e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Rato Anti-CD11c Humano
Observações/Apelido	CD11C; SLEB6
Espécie	Humano
GeneID	3687
Imunogênio	Proteína recombinante do CD11c humano.
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20702
Peso Proteico	128kDa
Envio	Saco de gelo