

## Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd15/Ssea-1 Humano Para Citometria De Fluxo - P22083

Número do item: CM0009843

### introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com , direcionado contra CD15/SSEA-1 humano para citometria de fluxo. Reconhece o epítopo glicânico Lewis X nas glicoproteínas; útil para estudar a expressão de marcadores de superfície de células-tronco e células mieloides.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de camundongo anti-CD15/SSEA-1 humano               |
| Observações/Apelido | LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV          |
| Espécie             | Humana                                                  |
| GeneID (humano)     | 2526                                                    |
| GeneID              | 2526                                                    |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintetizado derivado de CD15/SSEA-1 humano. |
| Origem              | Camundongo                                              |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                  |
| Aplicação           | FC                                                      |
| Reatividade cruzada | Humana                                                  |
| SWISS               | P22083                                                  |
| Peso da proteína    | 59 kDa                                                  |
| Envio               | Bolsa de gelo                                           |