

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd15/Ssea-1 Humano Para Citometria De Fluxo - P22083

Número do item: CM0009496

introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com direcionado ao CD15/SSEA-1 humano (FUT4) para análise por citometria de fluxo. Validado para amostras humanas, reconhece o antígeno Lewis X, fundamental na biologia dos leucócitos e na investigação de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo anti-CD15/SSEA-1 Humano
Observações/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Espécie	Humano
ID do Gene	2526
Imunogénio	Um péptido sintético derivado do CD15/SSEA-1 humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22083
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo