


Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd1A Humano Para Citometria De Fluxo - P06126

Número do item: CM0010103



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com , direcionado contra CD1a humano e validado para citometria de fluxo. Adequado para detectar CD1a em timócitos, células de Langerhans e células dendríticas em pesquisas imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de camundongo anti-CD1a humano
Observações/Alcunhas	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	909
GeneID	909
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintetizado derivado de CD1a humano.
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P06126
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo