

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Humano Cd3 Para Citometria De Fluxo E Estimulação De Células T In Vitro - P07766

Número do item: CM0009312



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo que tem como alvo a cadeia epsilon do CD3 humano. Validado para citometria de fluxo e estimulação/ativação de células T in vitro. Reage com o CD3 humano. Adequado para pesquisa em imunologia e células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD3 Humano de Camundongo
Observações/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; Antígeno CD3E
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	916
GenelD	916
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF, estimulação/ativação de células T in vitro
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo