

Anticorpo Monoclonal Camundongo Anti-Humano Cd3 Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0010517



introdução

Anticorpo monoclonal camundongo anti-humano CD3 para citometria de fluxo, direcionado à cadeia épsilon CD3 (P07766). Fornece detecção confiável de linfócitos T em ambientes de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Camundongo anti-Humano CD3
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	916
Imunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo