

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Humano Cd56 (Ncam1) Para Citometria De Fluxo - P13591

Número do item: CM0011020



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra CD56 (NCAM1) humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem, pesquisa de células-tronco e aplicações em neurociência. Detecta molécula de adesão celular envolvida no desenvolvimento neural e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Camundongo anti-Humano CD56 mAb
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Imunógeno	Proteína recombinante de CD56 humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso da Proteína	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Envio	Saco com gelo