

Anticorpo Monoclonal Camundongo Anti-Camundongo/Rato Cd90.1 Para Fc - P01831

Número do item: CM0008298

introdução

Anticorpo monoclonal camundongo anti-camundongo/rato CD90.1 (Thy-1) conjugado com para citometria de fluxo. Detecta a glicoproteína de membrana ancorada por GPI envolvida na sinaptogênese e interações célula-célula. Adequado para pesquisa neurológica e imunológica em camundongos e ratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Camundongo anti-Camundongo/Rato CD90.1
Observações/Apelido	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7070
GeneID	21838
Imunógeno	Proteína recombinante de CD90.1 de camundongo/rato
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P01831
Envio	Saco de gelo