


Camundongo Anti-Coelho IgG (Fc) Mab Para Citometria De Fluxo - P01870

Número do item: CM0005162



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com que visa a região Fc da IgG de coelho (P01870). Validado para detecção por citometria de fluxo de IgG de coelho em aplicações de pesquisa e diagnóstico. Específico para a região constante da IgG de coelho.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Camundongo anti-Coelho IgG (Fc) mAb
Reatividade de Espécies	Coelho
ID do Gene (Humano)	3500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-323 da IgG de coelho (Fc) (P01870)
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Coelho
SWISS	P01870
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo