


Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Igg De Coelho (Fc) Para Fc - P01870

Número do item: CM0012485



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com , direcionado à região Fc da IgG de coelho (UniProt: P01870), especificamente validado para a detecção de IgG de coelho por citometria de fluxo em diversas aplicações de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de camundongo anti-IgG de coelho (Fc)
Espécie	Coelho
GeneID (Humano)	3500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-323 da IgG de coelho (Fc) (P01870)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Coelho
SWISS	P01870
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo