


Anticorpo Monoclonal Camundongo Anti-IgG De Coelho (Fc) Para Fc - P01870

Número do item: CM0004912



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com de alta qualidade direcionado à região Fc da IgG de coelho (SWISS P01870), validado para citometria de fluxo. Ideal para desenvolvimento de imunoenaios e diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Camundongo anti-IgG de Coelho (Fc)
Espécie	Coelho
GeneID (humano)	3500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-323 da IgG de coelho (Fc) (P01870)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Coelho
SWISS	P01870
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de gelo