


Anticorpo Monoclonal Anti-Igg (Fc) De Coelho Para Citometria De Fluxo - P01870

Número do item: CM0010034



introdução

Anticorpo monoclonal murino conjugado com direcionado à região Fc da IgG de coelho (UniProt P01870). Ideal para citometria de fluxo, garante detecção específica com imunógeno validado por proteína recombinante. Alta qualidade para o desenvolvimento de imunoenaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo anti-IgG (Fc) de Coelho
Espécie	Coelho
GeneID (Humano)	3500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-323 da IgG (Fc) de coelho (P01870)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Coelho
SWISS	P01870
Peso Proteico	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo