


Anticorpo Monoclonal IgG (Fc) De Camundongo Anti-Coelho Para Citometria De Fluxo - P01870

Número do item: CM0006837



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado a de alta especificidade direcionado à região Fc de IgG de coelho (P01870). Validado para citometria de fluxo; ideal para detecção de imunoglobulinas de coelho em imunoenaios e aplicações baseadas em imunofluorescência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb IgG (Fc) de Camundongo anti-Coelho
Espécie	Coelho
ID do Gene (Humano)	3500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-323 de IgG (Fc) de coelho (P01870)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Coelho
SWISS	P01870
Peso Molecular da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo