

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-IgM (Fc) De Coelho Para Fc - P03988

Número do item: CM0010952

introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra a região Fc da IgM de coelho, conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo a região constante da cadeia pesada mu da imunoglobulina de coelho (P03988). Reage especificamente com coelho.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo Anti-IgM (Fc) de Coelho
Espécie	Coelho
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 107-458 da IgM (Fc) de coelho (P03988)
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Coelho
SWISS	P03988
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de Gelo