

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Igm (Fc) De Coelho Para Citometria De Fluxo - P03988

Número do item: CM0006983

introdução

Anticorpo monoclonal de rato (conjugado) específico para a região Fc da IgM de coelho. Imunogénio recombinante (aa 107-458, P03988). Validado para citometria de fluxo. Ideal para desenvolvimento de ensaios de diagnóstico e investigação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Rato Anti-IgM (Fc) de Coelho
Espécie	Coelho
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 107-458 da IgM (Fc) de coelho (P03988)
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Coelho
SWISS	P03988
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em saco de gelo