

Anticorpo Monoclonal Anti-Igm (Fc) De Coelho De Rato Para Citometria De Fluxo - P03988

Número do item: CM0004833

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com específico para a região Fc da IgM de coelho (P03988). Adequado para citometria de fluxo, sem reatividade cruzada com outras espécies. Ideal para detecção de imunoglobulinas de coelho em ensaios de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Atributo	Valor
Nome do Produto	Anti-IgM (Fc) de Coelho mAb (de Rato)
Espécie	Coelho
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 107-458 da IgM (Fc) de coelho (P03988)
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Coelho
SWISS	P03988
Peso da Proteína	52kDa
Transporte	Saco de gelo