

Controle De Isotipo De Igg 1 De Camundongo - Controle De Isotipo Para Citometria De Fluxo

Número do item: CM0009180

introdução

O controle de isotipo Mouse IgG 1, originário de camundongo, é um anticorpo monoclonal projetado para citometria de fluxo (FC) como um controle negativo para avaliar a ligação inespecífica em aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	controle de isotipo de IgG 1 de camundongo
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Saco com gelo