

Igg1 De Camundongo - Controle De Isotipo

Número do item: CM0009395

introdução

Anticorpo monoclonal de controle de isotipo IgG1 de camundongo para citometria de fluxo. Obtido de camundongo, projetado para medir a ligação não específica em ensaios de FC, garantindo uma definição precisa das regiões e uma avaliação adequada do sinal de fundo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IgG1 de camundongo, controle de isotipo
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Bolsa de gelo