

Controle De Isotipo Igg 1 De Camundongo - Controle De Isotipo

Número do item: CM0009303

introdução

O controle de isotipo Mouse IgG 1 é um anticorpo monoclonal conjugado ao para uso como controle negativo em experimentos de citometria de fluxo. Obtido de camundongos, garante um gating preciso e avaliação de fundo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	controle de isotipo IgG 1 de camundongo
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Saco com gelo