

Controle Isotópico Mouse Igg 1

Número do item: CM0005413

introdução

Controle isotópico Mouse IgG 1, um anticorpo monoclonal para citometria de fluxo (FC). Ideal para estabelecer a coloração de fundo em ensaios de FC, proveniente de rato com imunógeno recombinante. Enviado em saco de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Controle isotópico Mouse IgG 1
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Envio	Saco de gelo