

Controle De Isotipo Mouse Igg 2A -

Número do item: CM0011618

introdução

Controle de isotipo Mouse IgG 2a para aplicações de citometria de fluxo (FC).
Imunógeno de proteína recombinante, anticorpo monoclonal de camundongo. Ideal para avaliar a coloração de fundo e a ligação inespecífica em estudos de imunofluorescência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Controle de isotipo Mouse IgG 2a
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Bolsa de gelo