

Controle Isotípico Mouse IgG 2A

Número do item: CM0012522

introdução

O controle isotípico Mouse IgG 2a é um anticorpo monoclonal derivado de camundongo, projetado para uso como controle isotípico em citometria de fluxo (FC). Ele ajuda a distinguir a ligação específica da não específica, garantindo resultados experimentais precisos. Enviado em sacos de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Controle isotípico Mouse IgG 2a
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Remessa	Saco de gelo