

Controle De Isotipo Igg 2A De Camundongo - Controle De Isotipo

Número do item: CM0010304

introdução

O controle de isotipo IgG 2a de camundongo é um anticorpo monoclonal de camundongo, desenvolvido como controle negativo para citometria de fluxo (FC). Ele ajuda a garantir uma definição precisa das regiões e a eliminar a coloração de fundo em ensaios de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Controle de isotipo IgG 2a de camundongo
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Bolsa de gelo