

Controle De Isotipo Mouse Igg 2A

Número do item: CM0009392

introdução

O controle de isotipo Mouse IgG 2a é um conjugado de anticorpo monoclonal projetado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Ele serve como um controle negativo para avaliar a ligação inespecífica e a coloração de fundo em ensaios baseados em IgG 2a de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Controle de isotipo Mouse IgG 2a
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Bolsa de gelo