

Anticorpo De Controle Isotípico Mouse Igg 2B - A25491

Número do item: CM0008090

introdução

Controle isotípico monoclonal de camundongo IgG2b para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo, este anticorpo avalia a ligação inespecífica em imunoensaios e pesquisas de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Controle isotípico Mouse IgG 2b
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Em bolsa de gelo