

Controle De Isotipo Igg 2C De Camundongo - A26280

Número do item: CM0005551

introdução

Controle de isotipo monoclonal de camundongo IgG2c conjugado com para citometria de fluxo (FC). Usado para avaliar a ligação inespecífica e o fundo. Imunógeno de proteína recombinante, origem de camundongo. Enviado em gelo. Valide no seu sistema.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	controle de isotipo IgG 2c de camundongo
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Envio	Saco de gelo