

Controlo De Isotipo De Igg1 De Rato

Número do item: CM0011627

introdução

Anticorpo monoclonal de controlo de isotipo conjugado de IgG1 de rato para aplicações de citometria de fluxo (FC). Produzido em rato, com proteína recombinante como imunogénio. Ideal para estabelecer os níveis de coloração de fundo em investigação de DIV e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Controlo de isotipo de IgG1 de rato
Imunogénio	Proteína recombinante
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Expedição	Saco de gelo