

Painel Monoclonal De Mdsc De Camundongo - Mouse Mdsc Panel

Número do item: CM0006243

introdução

O Mouse MDSC Panel é um coquetel de anticorpos monoclonais para análise de citometria de fluxo de células supressoras derivadas de mieloides de camundongo. Ele fornece reatividade específica para amostras de camundongo, apoiando a pesquisa em imunologia e o desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mouse MDSC Panel
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Saco de gelo