

Painel De Anticorpos Monoclonais Para Células T De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Painel De Células T De Camundongo

Número do item: CM0004460

introdução

O anticorpo monoclonal do Painel de Células T de Camundongo foi projetado para aplicações de citometria de fluxo (FC), visando especificamente células T de camundongo. Este produto é ideal para imunofenotipagem e pesquisa em subconjuntos de células T de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Painel de Células T de Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Saco com gelo