

Painel T/Nk De Camundongo - Rk40003

Número do item: CM0004706

introdução

O Painei T/NK de Camundongo compreende anticorpos monoclonais para a caracterização de células T e NK de camundongo. Enviado em gelo, é uma ferramenta fundamental para imunofenotipagem e desenvolvimento de imunoensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Painel T/NK de Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Envio	Saco de gelo