

Painel De Anticorpos Monoclonais Treg De Rato Para Citometria De Fluxo - Painel Treg De Rato

Número do item: CM0012180



introdução

Anticorpos monoclonais de painel Treg de rato de alta qualidade, de origem coelha, para citometria de fluxo. Ideal para detecção e análise de células T reguladoras de rato. Matéria-prima IVD confiável da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Painel Treg de Rato
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Rato
Envio	Bolsa de gelo