

Painel Monoclonal De Anticorpos Mouse Treg (Coelho) Para Citometria De Fluxo - Mouse Treg Panel

Número do item: CM0008509

introdução

Painel de anticorpos monoclonais Mouse Treg (coelho) especificamente para análise de citometria de fluxo (FC) de células T reguladoras de camundongo. Ideal para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mouse Treg Panel
FonteCoelho	
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
Envio	Saco com gelo