

Anticorpo Policlonal De Coelho Ubn2 De Camundongo - Ubn2

Número do item: CM0016970

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o UBN2 de camundongo (NP_796159.3), produzido contra um peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100. Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada relatada para o UBN2 humano. Os pesos moleculares previstos variam de 130 a 141 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	mKIAA2030, 2900060J04Rik, 6030408G03Rik, D130059P03Rik, UBN2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	254048
ID do Gene (Camundongo)	320538
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do UBN2 de camundongo (NP_796159.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
Peso da Proteína	130kDa/131kDa/141kDa
Envio	Saco de gelo