

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Wdr33 De Camundongo - Wdr33

Número do item: CM0012912

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra WDR33 de camundongo, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com WDR33 humano e de rato, detectando isoformas de 30, 38 e 145 kDa. Ideal para pesquisa de proteínas e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	WDR33 Rabbit pAb
Observações/alias	WDC146; 1110001N06Rik; 2310011G05Rik; 2810021O11Rik; 8430413N20Rik; WDR33
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	55339
ID do gene	74320
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-208 de WDR33 de camundongo (NP_001164437.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
Peso da proteína	30kDa/38kDa/145kDa
Transporte	Bolsa de gelo