


Anticorpo Policlonal De Coelho Mpc1 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y5U8

Número do item: CM0023902



introdução

Anticorpo policlonal de coelho MPC1 validado para WB, IP, ELISA com reatividade cruzada humana, de camundongo e de rato. Tem como alvo o transportador mitocondrial de piruvato 1, mediando a captação de piruvato e essencial para o metabolismo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MPC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MPYCD; BRP44L; CGI-129; SLC54A1; MPC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51660
ID do Gene	51660
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-109 do MPC1 humano (NP_057182.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5U8
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo