

Anticorpo Policlonal De Coelho Mphosph6 Para Wb, Elisa - Q99547

Número do item: CM0014413



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MPHOSPH6 (MPP6) humano, validado para WB e ELISA. Reconhece MPHOSPH6 humano, de camundongo e de rato. Útil para estudar a função do exossomo de RNA e o processamento de rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MPHOSPH6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MPP; MPP6; MPP-6; MPHOSPH6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10200
GeneID	10200
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do MPHOSPH6 humano (NP_005783.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99547
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo