


Anticorpo Policlonal De Coelho Mr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q95460

Número do item: CM0030714



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MR1 humano (Q95460), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de células MAIT e vigilância imunológica do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HLALS; MR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3140
GeneID	3140
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-291 do MR1 humano (NP_001522.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q95460
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo